

	PREPARAZIONE RACCOLTA FECI ESAME PARASSITOLOGICO SU TRE CAMPIONI (contenitore con liquido fissante)	cod. S 52 data 30/04/2024 rev. 9
---	---	--

Gentile Signora/e

La informiamo che per eseguire l'esame è importante attenersi alle istruzioni di seguito riportate.

- **Preparazione alla raccolta**

- Ritirare, in orario di apertura della Sala Prelievi, i flaconcini predisposti per la raccolta.
- Predisporre un contenitore pulito.

Avvertenze

Il contenitore contiene liquido fissante (EcoSVT)

Non ingerire, non lasciare il contenitore alla portata dei bambini.

- In caso di ingestione accidentale rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso.
- In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua: se il contatto avviene con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso
- E' infiammabile.

- **Istruzione per la raccolta**

Raccogliere 1 campione al giorno, per 3 giorni non consecutivi, seguendo le seguenti modalità:

1. raccogliere le feci nel contenitore pulito
2. svitare il tappo del flaconcino di raccolta ed estrarre la palettina di campionamento fissata sul tappo. **Attenzione:** non rovesciare il contenuto liquido del flacone
3. con l'apposita palettina prelevare una quantità adeguata di feci da porre nel contenitore fino ad innalzare il livello del liquido contenuto nel flacone alla riga situata sulla parete (vedi freccia).
4. chiudere bene il flaconcino e agitarlo per miscelare feci e liquido fissante.

- **Conservazione e consegna campioni**

- I campioni raccolti di volta in volta devono essere conservati a temperatura ambiente sino al giorno della consegna che deve essere effettuata, per tutti i 3 campioni, in coincidenza della raccolta del 3° campione.
- I campioni devono pervenire negli orari di apertura della Sala Prelievi.

Compilazione	Verifica	Approvazione
Direzione di Laboratorio Dott.ssa Laura Soldini	Assicurazione Qualità Sicurezza Ambiente Dott.ssa Stefania Fazzone	Direzione Sanitaria Dott. Gabriele Pellicciotta